

Pacey Cuff Size Chart

Guide des tailles Pacey Cuff

CIRCUMFERENCE (Circonférence)

Measurement is mid-shaft, around relaxed (flaccid) penis.
Mesure est au milieu de la tige, autour du pénis détendu (flasque).

*If measurement falls between two sizes, we recommend choosing the **larger size**.
 Si votre mesure de circonférence tombe entre deux tailles, choisir la taille **la plus grande**.*

Size (<i>Taille</i>)	Small (<i>Petit</i>)	Medium (<i>Moyen</i>)	Large (<i>Grand</i>)
Inches	1" - 2.75"	2.75" - 4"	4" - 5.5"
Centimetres	3 - 7cm	7 - 10cm	10 - 14cm

MINIMUM LENGTH (Longueur minimum)

Minimum length required for each size. *Longueur minimal requise pour chaque taille.*

Size (<i>Taille</i>)	Small (<i>Petit</i>)	Medium (<i>Moyen</i>)	Large (<i>Grand</i>)
Inches	1.25"	1.75"	2"
Centimetres	3cm	4cm	4.5cm